



BIOGRÜNDL, S.L.
POLÍGONO LES FALLULLES, NAVE 34 -SECTOR 2-
08620 SANT VICENÇ DELS HORTS, BARCELONA (SPAIN)
TELF: +34 93 660 55 12 / FAX: +34 93 660 55 13
www.biogrundl.es
info@biogrundl.es

ESPECIFICACIONES

HIALURON-HYDRANT PLUS **/ A / HGL / CA11 /**

GENERALIDADES

El tejido conjuntivo tiene dos constituyentes: una parte constituyente la forman las fibras proteicas elastina y colágeno; la otra parte está formada por una materia amorfa, los denominados mucopolisacáridos, que embeben importantes cantidades de agua, dándole turgencia.

Sus misiones principales en el organismo consisten en ayudar a la normal función celular, facilitando el transporte intercelular de materias; contribuir a la formación de fibras proteicas; a la estabilización bioquímica de los constituyentes de la dermis y del tejido conectivo y, en el caso de la piel, al mantenimiento del balance hídrico cutáneo.


Todos los mucopolisacáridos están formados químicamente por unidades lineales de disacáridos constituidas por un ácido hexurónico (ácido D-glucurónico o ácido L-idurónico) y una N-acetilhexosamina (N-acetil-D-glucosamina o N-acetil-D-galactosamina). En la Tabla 1. puede observarse la composición química de los mucopolisacáridos.

MUCOPOLISACARIDOS	COMPOSICIÓN QUIMICA
Acido hialurónico	Acido glucurónico, N-acetil-D-glucosamina
Condroitín-4-sulfato	Acido glucurónico, 4-sulfato de N-acetil-D-galactosamina
Condroitín-6-sulfato	Acido glucurónico, 6-sulfato de N-acetil-D-galactosamina
Dermatán – sulfato	Acido idurónico, 4-sulfato de N-acetil-D-galactosamina
Queratán – sulfato	Galactosa, 6-sulfato de galactosa, 6-sulfato de N-acetil-D-galactosamina
Heparín – sulfato	Acido glucurónico, 6-sulfato de glucosamina
Heparina	Acido idurónico, 2-sulfato del ácido glucurónico, 6-sulfato de glucosamina


Tabla 1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE MUCOPOLISACÁRIDOS

ESPECIFICACIONES

En la obtención del HIALURON-HYDRANT PLUS de BIOGRÜNDL, S.L., a partir del tejido conjuntivo de bovinos jóvenes, se han eliminado los cuatro últimos componentes y sólo contiene los tres primeros. (Tabla 1.).



ACIDO HIALURONICO



CONDROITIN SULFATO

(Siendo R₁ = SO₃H y R₂ = H)

Figura 1. CONFIGURACIÓN DEL ÁCIDO HIALURÓNICO Y DEL CONDROITIN-SULFATO.

El enlace de los dos monosacáridos es, generalmente, del tipo B (1-3) glicosídico, mientras que las uniones entre los disacáridos para formar las largas cadenas corresponden al tipo B (1-4) glicosídico. (Figura 1.).

La longitud de la cadena depende del mucopolisacárido de que se trate; así, el ácido hialurónico está formado por 2.400 – 7.200 unidades de disacáridos, lo que corresponde a un peso molecular de 10⁶ a 3 x 10⁶; en cambio, los condroitin sulfatos son de cadena más corta, formada por 40 a 100 unidades, con un peso molecular de 2x10⁴ a 5x10⁴.



BIOGRÜNDL, S.L.
POLÍGONO LES FALLULLES, NAVE 34 -SECTOR 2-
08620 SANT VICENÇ DELS HORTS, BARCELONA (SPAIN)
TELF: +34 93 660 55 12 / FAX: +34 93 660 55 13
www.biogrundl.es
info@biogrundl.es

ESPECIFICACIONES

En el organismo, los mucopolisacáridos se presentan ligados covalentemente a proteínas formando los proteoglicanos en los que la proporción de proteína es alrededor del 10%.

Para reforzar la acción hidratante del HIALURON-HYDRANT PLUS de BIOGRÜNDL se ha añadido en su formulación un gel de Aloe vera, planta xerófila rica en mucílagos que genera una continua rehidratación cutánea. Tiene, además, efectos emolientes, calmantes, lenitivos y protectores frente a la radiación ultravioleta

EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

La importancia del uso cosmético y dermatológico de los mucopolisacáridos radica, en primer lugar, en su gran hidrofilia debida a su alto grado de polarización; ello les proporciona unas extraordinarias propiedades hidratantes para la piel, constituyendo un factor de primer orden en la restauración y el mantenimiento del idóneo grado de hidratación cutánea.

En segundo lugar, contribuyen a la normal formación de fibras escleroproteicas de la piel, por lo que ayudan a conseguir una mejor elasticidad cutánea y ejercen una acción reparadora y vivificante sobre la piel, acelerando la cicatrización de las heridas.

Por último, su carga iónica negativa les da una gran sustantividad con las proteínas de la piel y los cabellos. Esta propiedad debe tenerse en cuenta en la formulación de un producto cosmético con mucopolisacáridos, ya que pueden presentarse incompatibilidades con materias cargadas positivamente como son, por ejemplo, el colágeno nativo soluble, amonios cuaternarios y otras sustancias de tipo catiónico. Son, asimismo, inestables a pH inferior a 4,0.

Su empleo está indicado en productos muy hidratantes para la piel y cabello, a los que dan lubricación, reparación y un aspecto renovado.

Si se observa turbidez, es aconsejable disolver previamente el producto en una parte del agua prevista para la preparación del producto final y filtrar después de unas 12-24 horas en reposo.

Las dosis de empleo recomendadas están entre 2 y 10%. En el caso de desear unos efectos muy especiales, puede elevarse la proporción hasta el 15%.



BIOGRÜNDL, S.L.
POLÍGONO LES FALLULLES, NAVE 34 -SECTOR 2-
08620 SANT VICENÇ DELS HORTS, BARCELONA (SPAIN)
TELF: +34 93 660 55 12 / FAX: +34 93 660 55 13
www.biogrundl.es
info@biogrundl.es

ESPECIFICACIONES

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: Líquido transparente o ligeramente opalescente.

Color: Característico (entre amarillento y pardo intenso).

Olor: Característico.

Valor pH directo: 4,5 - 6,5 (20°C aprox.).

Densidad: 1,050 - 1,300 g/cm³ (20°C aprox.).

Solubilidad en agua: Totalmente soluble (20°C aprox.).

Solubilidad en otros disolventes: Insoluble en disolventes orgánicos y lípidos. Soluble en tensioactivos y mezclas hidroalcohólicas, hidroglicéricas e hidroglicólicas.

Metales pesados: No más de 5 mg/Kg.

Cenizas sulfatadas: No más de 0,01%.

Cloruros: No más de 0,007%.

Sulfatos: No más de 0,002%.

Otra información: Ninguna.

Aerobios totales: Máx. 300 microorganismos/gramo.

Hongos y levaduras: Máx. 200 microorganismos/gramo.

Patógenos: Total ausencia en 1 gramo.

INOCUIDAD DERMATOLÓGICA

Se realizó mediante el test del parche (Patch test) sobre 10 probantes. Para ello se añade a una emulsión O/W un 15% de HIALURON-HYDRANT PLUS de BIOGRÜNDL, S.L.; se vierte sobre el parche 0,5 g. de esta emulsión y se fija en el antebrazo. Se mantiene así durante 24, 48 y 72 horas, al cabo de las cuales se evalúa la reacción habida, según la siguiente tabla de valores:

1. Ningún eritema.
2. Ligero eritema.
3. Eritema bien definido.
4. Severo eritema.

El resultado fue ausencia total de eritema en los 10 probantes.

A las concentraciones recomendadas, el preparado es inocuo para la piel.



BIOGRÜNDL, S.L.
POLÍGONO LES FALLULLES, NAVE 34 -SECTOR 2-
08620 SANT VICENÇ DELS HORTS, BARCELONA (SPAIN)
TELF: +34 93 660 55 12 / FAX: +34 93 660 55 13
www.biogrundl.es
info@biogrundl.es

ESPECIFICACIONES

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Es muy importante conservar el producto en los envases muy bien cerrados, alejados de la luz directa del sol y a temperaturas que no sobrepasen los 15°C. En el caso de no disponer de neveras, almacenar el producto en la zona más fresca posible y exenta de luz artificial.

DENOMINACIÓN INCI

AQUA; GLYCERIN; ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT;
GLYCOSAMINOGLYCANS; POTASSIUM SORBATE; SODIUM HYALURONATE;;
POTASSIUM SORBATE.